



PZN 17422403 (14 Portionsbeutel)  
PZN 16700892 (42 Portionsbeutel)

Pflichttext:

## Cefaimmun® Stix

Nahrungsergänzungsmittel mit Melonenkonzentrat, Selen, Vitamin D3 und Zink.

Cefaimmun® Stix unterstützen mit Selen, Vitamin D und Zink eine normale Funktion des Immunsystems. Selen und Zink tragen zudem dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

### Verzehrempfehlung:

Täglich den Inhalt eines Portionsbeutels nach einer Mahlzeit direkt ohne Flüssigkeit einnehmen. Ein gleichzeitiger Verzehr mit Vitamin C sollte vermieden werden, da hierdurch die optimale Verfügbarkeit von Selen als Natriumselenit beeinträchtigt werden kann. Ein zeitlich versetzter Verzehr (mindestens eine Stunde) hat dagegen keinen Einfluss mehr.

Zusammensetzung (durchschn. Gehalte)	Tagesportion 1 Portionsbeutel	% der empfohlenen Tagesdosis (NRV)
Melonenkonzentrat (Cantaloupe-Melone) mit Superoxid-Dismutase SOD	10 mg 140 I.E.	** **
Selen	150 µg	273 %
Vitamin D	50 µg = 2.000 I.E.	1.000 %
Zink	15 mg	150 %

NRV: nutrient reference value = Nährstoffbezugswert nach LMIV; \*\*keine NRV-Vorgabe

### Zutaten:

Füllstoff Erythrit, Stärke, Füllstoff Mannit, natürliche Aromen, Zinkcitrat, Füllstoff Hydroxypropylmethylcellulose, pflanzliches Öl (Palm<sup>1</sup>), Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Natrium-Carboxymethylcellulose, Melonenkonzentrat aus der Cantaloupe-Melone, Natriumselenit, Cholecalciferol<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>RSPO nachhaltigkeitszertifiziert; <sup>2</sup>Vitamin D3, vegetarisch

Für Vegetarier geeignet. Glutenfrei. **Ohne Zusatz von:** Allergenen, Farbstoffen, Gelatine, Hefe.

### Hinweise:

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Auf Einnahme weiterer zinkhaltiger Produkte bitte verzichten. Nicht für Kinder bestimmt. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

**Inhalt:** 14/42 Portionsbeutel = 21,4 g/64,3 g.

### Lagerhinweis:

Bitte kühl, trocken, lichtgeschützt und außer Reichweite von kleinen Kindern lagern.

**Hergestellt in Deutschland** (Kempten/Allgäu).

**Cefak KG**, Ostbahnhofstr. 15, D-87437 Kempten.